

ResMed

AirFit™ N30i P30i

Maschera nasale ad alta adattabilità al movimento per chi si muove mentre dorme

Le maschere nasali AirFit N30i e le maschere con olive nasali P30i di ResMed offrono ai pazienti in terapia CPAP la libertà di muoversi durante la notte, con raccordo sopra la testa per consentire qualsiasi posizione di riposo. Grazie alla configurazione componibile, i cuscinetti per maschera N30i e P30i possono essere utilizzati con lo stesso tipo di nucale, mentre il dispositivo per l'esalazione QuietAir™, progettato per distribuire delicatamente l'aria espirata, garantisce notti tranquille sia al paziente che al partner.

Posizionamento stabile

Telaio autoregolabile che si adatta rapidamente e rimane comodamente in posizione per tutta la notte^{1,2}.

Movimento e collegamento flessibili

Gomito a sgancio rapido per il collegamento e lo scollegamento facile durante la notte e una rotazione di 360° per una maggiore libertà di movimento.

Comfort assicurato

I morbidi manicotti in dotazione completano il profilo aerodinamico della maschera e garantiscono un'esperienza confortevole per il paziente.



AirFit™ N30i

Nasal cradle mask

AirFit™ P30i

Nasal pillows mask



Dispositivo per l'esalazione QuietAir

L'aria espirata viene erogata delicatamente limitando l'emissione di rumore.²

Il dispositivo per l'esalazione emette solo 21 dBA^{3,4} per garantire un ambiente rilassante durante la notte.



Cuscinetto flessibile, corpo morbido

Progettato per adattarsi perfettamente al viso del paziente e garantire una buona tenuta per tutta la notte.

Compatta e sicura


Gli inserti aiutano il paziente a sentirsi sicuro della tenuta della maschera. Progettati rispettando la discrezione di una maschera con cuscinetto nasale.





Garantire libertà e adattabilità. Mantenere la semplicità.

Il design componibile e intercambiabile di AirFit N30i e AirFit P30i consente di fare di più con meno risorse. È possibile passare facilmente dal cuscinetto nasale alle olive qualora sia necessario modificare la tenuta o cambiare i punti di contatto con il viso.



Misura	AirFit F30i - maschera				AirFit P30i - maschera	
	Cuscinetto QuietAir small / Telaio small	Cuscinetto QuietAir small wide / Telaio small	Cuscinetto QuietAir medium / Telaio standard	Cuscinetto QuietAir wide / Telaio standard	Confezione di base small*	Confezione di base standard**
EUROPA	63817	63818	63819	63820	63866	63865

Europa: mercato inglese, arabo, bulgaro, croato, ceco, danese, olandese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, islandese, italiano, lettone, lituano, norvegese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, rumeno, russo, svedese e turco.

Questo contenuto è rivolto agli operatori sanitari. Fare riferimento al manuale d'uso per le informazioni relative a possibili avvertenze e precauzioni da prendere in considerazione prima e durante l'utilizzo del prodotto.

* In dotazione nella confezione di base small: Telaio small AirFit P30i, fascia nucale, cuscinetti (S, M).
 ** In dotazione nella confezione di base standard: Telaio standard AirFit P30i, fascia nucale, cuscinetti (S, M).
 1 Studio clinico esterno ResMed di 7 giorni su 24 pazienti ResMed e non ResMed, condotto tra il 21/02/2018 e il 12/03/2018. Dati in archivio; ID A4320645.
 2 Studio clinico esterno ResMed di 14 giorni su 23 pazienti ResMed, condotto tra il 30/05/2018 e il 22/06/2018. Dati in archivio; ID A4387859.
 3 Livello di potenza sonora di 21 dBA - Consultare il manuale per l'uso di AirFit N30i.
 4 Livello di potenza sonora di 21 dBA - Consultare il manuale per l'uso di AirFit P30i.